


Auf der linken Seite ist die neue 3DEA Matratze von Essedea und auf der rechten Seite ist die Matratze nach Art Tempur dargestellt.




Die neue Matratze zeigt wesentlich mehr gleichbleibende Druckverteilung als die Matratze nach Art Tempur.

Ebenso ist die Unterstützung im Lendenbereich deutlich besser.

**Essedea GmbH & Co KG**  
Lothforster Str. 50, 41849 Wassenberg  
Tel. 02432-9644-0 - Fax 02432-9644-55  
Email: info@essedea.de



Bei dieser Darstellung wurde die Matratzen links 3DEA® NEU mit der Matratze Original Tempur im Krankenhaus BG Tübingen rechts durch Herrn Prof. Dir. Höntzsch verglichen:



Hier werden die Ergebnisse aus der Messung bei Gisamed bestätigt. Links die Matratze von Essedea und rechts die Original Matratze von Tempur.

Deutlich zu erkennen ist, dass die Druckverteilung auf der Matratze links wesentlich besser ist als auf der rechten Seite. Zudem ist keine Unterstützung im Lendenbereich zu sehen.

**Essedea Gr**  
Lothforster Str. 50, 4  
Tel. 02432-9644-0 - Fax 02432-9644-1



**Fazit:**

Festgelegt wurde, dass wir zwei Matratzen mit dem Aufbau

- 4 cm Abstandsgewirke in Medium und Firm
- 8 cm Viskoschaum

**Bezug: PU Bezug**

**Größe 90x200x12 cm.**

Lieferung der beiden Matratzen in der zweiten November Woche mit einer ausführlich Untersuchung Druckauflagenmessung vor Ort im Krankenhaus.