


3DEA CARE PLUS



Fotodokumentation

4 Std Seitenlage bei Tetraplegiker mit

- Konventioneller Viscoelastische Matratze
- **3DEA® CARE PLUS**


an der BG Klinik in Tübingen



3DEA® CARE PLUS

Aufbau

- Matratzeninlay
 - 80 – 100 mm Viskoelastischer Schaum
 - 3DEA® Abstandsgew
- Abmessungen
 - Breite 90/90/100 cm
 - Länge 200 cm
 - Stärke 12 cm – 14 cm



3DEA® CARE PLUS

Hochwertiger Matratzen PU-Bezug:

- 100% Polyester, Nässesperrschicht: 100% Polyurethan
- Wasserdicht, bakteriendicht, kochfest, tumblerfest, chemisch reinigungsbeständig, dampfsterilisierbar, beständig gegen Blut, Urin, Öle, Fett und Desinfektionsmittel
- Atmungsaktiv
- Entsorgung: unbedenklich mit normalem Hausmüll
- 2-Seiten-Reißverschluss (verdeckt)
- Schwerentflammbar nach DIN 54333

3DEA® CARE PLUS



keine Hautrötungen

Standardviskoelastische Matratze



Hautrötungen/ Druckstellen

Vergleich



Essedea GmbH & CO. KG
Lothforster Strasse 50
41849 Wassenberg

Tel: +49-2432-96440
Fax: +49-2432-964455

Email: info@essedea.de
Web: www.essedea.de

